

# Scheda Prodotto

**i** 179005 | MIODENT  
PORTAPROTESI 1P 6PZ

GTIN

8001365790058

Descrizione

Miodent Care for you Pulizia Profonda Vaschetta Portaprotesi

Default Language

it

Target Markets

IT

Codice Articolo

179005

Barcode EAN13



## **i** Descrizione Prodotto

### Brand

Miodent

### Caratteristiche

Per protesi e apparecchi  
A casa e in viaggio  
Partner ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

### Sottomarca

Care for you

### Denominazione di vendita

## **i** Marketing

### Logo di terzi

FSC

### Marketing prodotto

La pulizia e la cura dei dispositivi dentali (protesi dentali, apparecchi ortodontici, ponti mobili) sono una necessità quotidiana per l'igiene della bocca e per una lunga conservazione di tali dispositivi. La vaschetta portaprotesi, grazie alla sua griglia mobile, consente una opportuna pulizia dei dispositivi dentali (protesi dentali, apparecchi ortodontici, ponti mobili) in tutte le sue parti. Pratico per contenere la protesi durante la notte, ne garantisce un trasporto sicuro, prevenendo danni accidentali alla manipolazione.

### Marketing Brand

## **i** Conservazione e uso

### Tipo di conservazione

Ambiente

### Preparazione e uso

Istruzioni per l'uso 1 Togliere il filtro mobile, riempire la vaschetta con acqua tiepida o leggermente calda ed aggiungere la compressa effervescente Miodent per la pulizia e/o disinfezione del dispositivo dentale. 2 Inserire il dispositivo dentale sul filtro mobile e immergere il tutto nella soluzione pulente e/o disinfettante. 3 Per la preparazione della soluzione pulente e/o disinfettante e per la corretta pulizia del dispositivo dentale (dentiere, apparecchio ortodontico, ponte mobile) seguire le istruzioni d'uso della compressa effervescente Miodent. 4 Rimuovere il filtro mobile dalla vaschetta e sciacquare con cura il dispositivo dentale sotto acqua corrente. Per una pulizia completa utilizza anche lo Spazzolino per Dentiere Miodent By Care For You.

## **i** Confezione

### Dimensioni imballaggio

### Dimensioni

Altezza scaffale (mm) : 85  
Larghezza scaffale (mm) : 91  
Profondità scaffale (mm) : 91

# CLP Regulation

Avertenze di sicurezza

Lingue sull'imballo

Italiano

## Attenzione

ATTENZIONE - NON E' UNA SCHEDA DI SICUREZZA – LE DICITURE INDICATE NELLA PRESENTE SCHEDA FANNO RIFERIMENTO AL CODICE EAN-13 – LE DICITURE POSSONO VARIARE A PARITA' DI EAN-13 IN BASE AD AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO CHE NON RICHIEDONO CAMBIAMENTO DI EAN-13 – IN CASO DI DUBBI SULLE DICITURE DEL PRODOTTO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO