

Scheda Prodotto

i 179007 | MIODENT CREMA
ADESIVA 50GR 12P

GTIN
8002945315906

Descrizione
Miodent Care for you Lunga Tenuta Crema Adesiva per
Protesi Dentali Sapore Menta 50 g

Default Language
it
Target Markets
IT

Codice Articolo
179007
Barcode EAN13



i Descrizione Prodotto Brand Miodent Caratteristiche Dispositivo medico Barriera no infiltrazioni Comfort prolungato Prodotto in Italia Partner ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani Sottomarca Care for you Denominazione di vendita	i Marketing Logo di terzi Marchio CE - Conformità europea Bandiera italiana Marketing prodotto Miodent Crema Adesiva fissa ogni tipo di protesi dentale (completa, parziale, provvisoria) creando un forte legame con la gengiva. Mantiene stabile in bocca la dentiera in modo confortevole, limitando sia il rischio di irritazioni, sia le fastidiose infiltrazioni di cibo fra protesi e gengive. Marketing Brand
i Conservazione e uso Tipo di conservazione Ambiente Preparazione e uso Modalità d'uso: 1) Pulire accuratamente la dentiera e risciacquare abbondantemente con acqua corrente. 2) Sulla protesi asciutta, stendere piccole quantità di Miodent Crema Adesiva, nei punti indicati nelle figure e tenendosi lontano dai bordi. 3) Riposizionare la protesi in bocca e premere per alcuni secondi. Attendere qualche minuto prima di mangiare o bere. 4) Rimuovere eventuali residui di crema adesiva dalla dentiera o dalle gengive utilizzando lo spazzolino a setole morbide o un batuffolo di cotone imbevuto d'olio. 5) Applicare Miodent Crema Adesiva fino a due volte al giorno. Non superare le quantità d'uso consigliate. Consigli pratici Fare controllare regolarmente dal dentista l'adattamento della protesi al proprio cavo orale e seguire i suoi consigli. Mangiare a piccoli morsi e masticare lentamente. Conservare a temperatura inferiore a 30°C.	i Confezione Dimensioni imballaggio Dimensioni Altezza scaffale (mm) : 40 Larghezza scaffale (mm) : 172 Profondità scaffale (mm) : 28

CLP Regulation

Avertenze di sicurezza

CONTROINDICAZIONI E EFFETTI INDESIDERATI: Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso uno o più componenti. Il prodotto contiene zinco: non usare più crema adesiva di quanto consigliato. La quantità consigliata non comporta effetti indesiderati per il consumatore legati all'eccessiva assunzione di zinco; tuttavia prestare attenzione in caso di assunzione di integratori di zinco. Al momento non sono noti effetti indesiderati; in caso di comparsa di effetti indesiderati (i.e. irritazione, sensibilizzazione) interrompere l'uso e chiedere consiglio al medico o al farmacista.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO: La durata del potere adesivo di Miodent Crema Adesiva può variare a seconda delle caratteristiche fisiche personali (salivazione, anatomia della bocca, stato generale di salute, etc). Dopo ogni applicazione, chiudere bene il tappo del tubetto. Mantenere tappo e beccuccio puliti e asciutti al fine di evitare ostruzioni del tubetto. Non usare in caso di lesioni alla mucosa. Non usare quantità eccessive di crema adesiva. Non ingerire (nota: non è pericoloso ingerire piccole quantità di prodotto). Non utilizzare la dentiera durante la notte (rischio di soffocamento). Evitare il contatto con gli occhi. Non utilizzare se il confezionamento risulta aperto, danneggiato o dopo la data di scadenza. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto dopo 6 mesi dalla prima apertura. In caso di incidente grave, avisare immediatamente il Fabbrikante e le autorità competenti (Ministero della Salute ed Ente Notificato).

Lingue sull'imballo

Italiano

Attenzione

ATTENZIONE - NON E' UNA SCHEDA DI SICUREZZA – LE DICITURE INDICATE NELLA PRESENTE SCHEDA FANNO RIFERIMENTO AL CODICE EAN-13 – LE DICITURE POSSONO VARIARE A PARITA' DI EAN-13 IN BASE AD AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO CHE NON RICHIEDONO CAMBIAMENTO DI EAN-13 – IN CASO DI DUBBI SULLE DICITURE DEL PRODOTTO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO